

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA OU CASOS CONFIRMADOS DO COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.009-01	01	1/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

1. RESULTADOS ESPERADOS

Manter o material seco e limpo de forma segura, visando reduzir a carga microbiana natural dos artigos, minimizando os riscos; e reduzir carga microbiana natural dos artigos com a remoção de componentes orgânicos/inorgânicos e sujidades visíveis de infecção ao paciente, garantindo a eficácia na desinfecção e esterilização.

2. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Central Material de Esterilização.

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Pré-limpeza:

- ✓ Acomodar materiais que tenham entrado em contato com vias aéreas, ou, com risco de contaminação pelo COVID-19, em embalagem plástica fechada hermeticamente, a fim de garantir o transporte seguro do material potencialmente contaminado;
- ✓ Realizar a higienização interna e externa da embalagem de transporte;
- ✓ O profissional deverá utilizar o EPI apropriado para minimizar risco de contaminação (touca, avental impermeável ou capote, óculos ou protetor facial, respirador ou máscara N95, luvas que cubram o punho do avental, sapatos fechados e impermeáveis que permitam desinfecção).

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA OU CASOS CONFIRMADOS DO COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.009-01	01	2/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

Limpeza:

- ✓ Recomenda-se que a área de recepção e limpeza disponha de pressão negativa, conforme preconizado em normativa;
- ✓ Na área de recepção e limpeza, os profissionais de Centro de Material e Esterilização devem utilizar máscara N95, aventais impermeáveis de manga longa, luvas emborrachadas de cano alto, sapatos impermeáveis e fechados, toucas e óculos ou protetor facial;
- ✓ Evitar métodos de limpeza que causem aerossolização de partículas tais como, *Steamer* e pistolas de ar comprimido;
- ✓ Sempre que possível, optar por métodos automatizados de limpeza (utilizar preferencialmente, a termo desinfetadora para reduzir riscos à saúde aos profissionais de saúde no manuseio de materiais potencialmente contaminados com COVID-19;
- ✓ A limpeza deverá ser realizada com rigor, a fim de garantir a máxima redução de carga microbiana e assegurar um processamento seguro.

Desinfecção:

- ✓ Utilizar preferencialmente métodos automatizados de desinfecção de dispositivos, que permitam o adequado monitoramento do processo.

Esterilização:

- ✓ Proceder com os métodos usuais de esterilização de PPS considerados críticos;

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA OU CASOS CONFIRMADOS DO COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.009-01	01	3/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

- ✓ A rotina e o uso de EPI devem seguir as orientações da instituição e da RDC 15.

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Riscos:




- ✓ Assistenciais: contaminação pelo material e inalação de agentes químicos;
- ✓ Ocupacionais: não apresenta;
- ✓ Ambientais: contaminação no ar.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM SUSPEITA OU CASOS CONFIRMADOS DO COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.009-01	01	4/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012. **Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.** Diário oficial da União: Brasília;

Diretrizes de Práticas de Enfermagem Cirúrgica e Processamento DE Produtos para a Saúde – SOBECC/ Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – 7 ed. rev. E atual - Barueri, SP: Manole; São Paulo: SOBECC, 2017.

CONTROLE DE EMISSÃO		
Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
Lueci Lima Oliveira Coordenador da CME 	Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem  Dr. Bruno da Silva Brito CREFITO 171763-F Gerente Multidisciplinar / Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires  Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade	Gilberto Costa Teodózio Direção Assistencial  Antônio Pedrosa Direção Geral  Antônio Pedrosa DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires