

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	1/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

1. RESULTADOS ESPERADOS

Promover conhecimento e padronização quanto a utilização da Caixa de Fechamento de Crânio, para alcançar o mais alto nível de eficiência e assim oferecer melhores resultados nos procedimentos neurocirúrgicos.

2. RESPONSABILIDADE

Técnicos de Enfermagem;
Enfermeiros;
Médicos;
Instrumentadores.

3. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Centro Cirúrgico;
Centro de Material e Esterilização;
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- ✓ EPI (Equipamento de Proteção Individual);
 - Luva estéril;
 - Capote cirúrgico;
 - Máscara cirúrgica;
 - Touca cirúrgica.

Donato

Frediano

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IT.CC.009-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	2/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

- ✓ Caixa de fechamento de crânio;
 - Micro placas ponte retas com 16 furos;
 - Micro placas ponte retas com 04 furos;
 - Micro placas ponte retas com 02 furos;
 - Micro placas em X com 06 furos;
 - Micro placas quadradas com 04 furos;
 - Placas em L com 04 furos;
 - Placas para craniotomia com 06 furos;
 - Placa para craniotomia tlif 1,5 mm;
 - Parafusos autoperfurantes 1,5 x 4 mm;
 - Parafusos autoperfurantes 1,5 x 5 mm;
 - Parafusos autoperfurantes 1,5 x 6 mm;
 - Parafusos T.I. 1,5 x 4 mm;
 - Parafusos T.I. 1,5 x 5 mm;
 - Parafusos T.I. 1,5 x 6 mm;
 - Parafusos emergenciais 1,8 x 4 mm;
 - Parafusos emergenciais 1,8 x 5 mm;
 - Parafusos emergenciais 1,8 x 6 mm;
 - Pontas CD 1,5 mm;
 - Brocas 1,5 mm;
 - Pinça cizalha reta;
 - Pinça de debakey anatômica (pinça para placa).

Donato

Audino

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
IT.CC.009-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	3/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

✓ Driller manual (peça de mão).

AOS INSTRUMENTADORES

- A. Solicitar junto à CME a caixa de fechamento de crânio;
- B. Levar para S.O. correspondente ao procedimento;
- C. Solicitar ao Técnico Circulante a abertura da caixa de fechamento de crânio;
- D. Solicitar ao Técnico Circulante a abertura da caixa de driller manual (peça de mão);
- E. Conferir se os instrumentais estão completos;
- F. Conferir eficácia dos Integradores;
- G. Realizar montagem dos instrumentais conforme necessidade do procedimento;
- H. Manter instrumentais sobre mesa estéril para pronta utilização;
- I. Entregar para o cirurgião quando solicitado;
- J. Conferir os instrumentais ao término do procedimento;
- K. Conferir ao término da cirurgia impresso de OPME de materiais utilizados e preenchidos pelo circulante de sala;
- L. Encaminhar caixa de fechamento de crânio ao término do procedimento protocolada para CME, após conferir insumos utilizados com a enfermeira do referido setor.

Donato

Mullins

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IT.CC.009-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	4/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

AOS CIRCULANTES DE SALA


- A. Abrir caixa de fechamento de crânio, quando solicitado pelo Instrumentador, de forma a não contaminá-la;
- B. Registrar através de imagens, a caixa de fechamento de crânio após sua devida abertura;
- C. Abrir caixa de driller manual, quando solicitado pelo Instrumentador, de forma a não contaminá-la;
- D. Registrar em folha de OPME materiais utilizados, conforme descrição do Instrumentador.

AOS ENFERMEIROS

- A. Supervisionar manuseio e abertura da caixa de fechamento de crânio;
- B. Registrar não conformidades dos instrumentais junto a OPME.

AOS CIRURGIÕES

- A. Solicitar ao Instrumentador a separação e acoplação adequada das peças necessárias conforme o procedimento;
- B. Manusear instrumentais conforme necessidade do procedimento cirúrgico.



IT.CC.009-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	5/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

5. REFERÊNCIAS

MEDICAL PRIME. **BUCOMAXILOFACIAL**. Disponível em: <<http://medicalprime.net/medicalprime/wp-content/uploads/2016/12/Cat%C3%A1logos.pdf>>. Acesso em: 17 de Mai de 2021.

PRIME. **CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, 2017. Disponível em: <<http://www.primeinstrumentos.com.br/catalogo/PrimeV1.pdf>>. Acesso em: 17 de Mai de 2021.

ENGIMPLAN. **BOTÃO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO**, 2014. Disponível em: <https://protecno.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Catalogo__botaodefechamento.pdf>. Acesso em: 17 de Mai de 2021.



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	6/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
<p>Loanda Carla Araújo de Medeiros Coordenadora de Enfermagem do Centro Cirúrgico <i>Loanda Medeiros</i> COREN-PB 242988-ENF</p> <p>Wesley Moura dos Santos Enfermeiro <i>Wesley Moura dos Santos</i> COREN-PB 595.894 ENF</p> <p>Laís dos Santos Targino Instrumentadora <i>Laís dos Santos Targino</i> Instrumentadora COREN-PB 1036.797</p>	<p>Renata Gomes Barreto Coordenadora da Terapia Ocupacional e de Qualidade <i>Renata Gomes Barreto</i> Coord. de Terapia Ocupacional / Qualidade CREFITO 19069-TO Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires</p> <p>Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade <i>Dr. Bruno da Silva Brito</i> CREFITO 171763-F Gerente Multidisciplinar / Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires</p> <p>Epitacio Florêncio da Silva Neto Coordenador de OPME <i>Epitacio Neto</i> Coordenador de OPME Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires</p> <p>Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem <i>Jaqueline da Silva Cordeiro</i> Gerente de Enfermagem COREN-PB 395 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires</p>	<p>Gilberto Costa Teodozio Direção Assistencial <i>Gilberto Costa Teodozio</i> Gilberto C. Teodozio COREN 228110 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires</p> <p>Thiago Vila Nova Direção Técnica <i>Thiago Vila Nova</i> DIRETOR TÉCNICO Mat.: 909.222-6 Hosp. Metrop. Dom José Maria Pires</p> <p>Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral <i>Antônio Pedrosa</i> DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires</p>

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DE CAIXA DE FECHAMENTO DE CRÂNIO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.009-01	01	7/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Maio 2021	Emissão Inicial	Maio 2024	
	Primeira Revisão		
	George de Albuquerque Cavalcanti Mendes Coordenador da Neurocirurgia  George Mendes Neurocirurgia • Neurorradiologia CRM - 8348		